

スクリーニングサービス (Patch Revo) の納期

実験開始～速報提出までの営業日数

化合物数	hERG	Nav1.5 (Peak)	Nav1.5 (Late)	Cav1.2	4種評価 (hERG/Nav1.5 Peak/Late/Cav1.2)
N=2, 3濃度累積					
1	1日(開始当日)	1日(開始当日)	1日(開始当日)	1日(開始当日)	3-4日
2	1日(開始当日)	1日(開始当日)	1日(開始当日)	1日	4日
3	1日(開始当日)	1日(開始当日)	2日	2日	6日
4	2日	2日	2日	2日	8日
5	2日	2日	3日	2-3日	9-10日
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10	3日	3-4日	都度調整	4-5日	都度調整

- ・ 測定条件: 室温、最長5分/濃度
- ・ 被験物質は試験濃度の1000倍溶液にてご提供 (各濃度100 μL以上)